


细胞科学 守护生命
Saving Lives With Cell Science



細胞科学研究所
CELL SCIENCE & TECHNOLOGY INSTITUTE INC.

ALySTM 505 $\gamma\delta$ T



$\gamma\delta$ T Cell Induction Kit
 $\gamma\delta$ T 细胞高效诱导试剂盒



- $\gamma\delta$ T 细胞免疫治疗专用高效诱导试剂盒
- 不含动物蛋白成分，使用医疗级人类蛋白
- 采用纯因子方案诱导扩增 $\gamma\delta$ T
- 使用高透气性细胞培养袋，增殖效果更佳

γ δ T Cell Induction Kit ALySTM 505 γ δ T γ δ T 细胞高效诱导试剂盒

- γ δ T Cell Induction Kit是专为人外周血单个核细胞诱导 γ δ T细胞而研发的专用培养试剂盒。
- 独特的 γ δ T细胞双抗体诱导活化方案与扩增技术，使 γ δ T细胞具有高增殖，高纯度，杀伤性强的特点。
- 本试剂盒采用优质级细胞因子，不含动物源成分，由 γ δ T细胞高效诱导剂、γ δ T细胞高效活化剂组成，使PBMC诱导 γ δ T细胞培养操作标准化和简易化。
- 配套细胞治疗研究专用ALyS505N-0无血清培养液使用，确保临床应用安全有效。
- 30ml起始体系，终体系为3L，可收获70~80亿细胞，γ δ T比例为70%~80%。



Comparison of ratio of γδ T cells (γδ T cells) at the 14th day of culture: γδ T Cell Induction Kit, ALyS505N-0 medium versus Medium G.

产品编号	产品名称	型号	说明	规格
T20202T2	γ δ T细胞高效诱导试剂盒	ALyS505 γ δ T	双抗体诱导 γ δ T细胞	1T
1020P10	无血清细胞培养液	ALyS505N-0	免疫细胞治疗研究用T细胞无血清培养液	1000ml*3
NCB-22	NIPRO细胞培养袋	/	γ 射线灭菌、低密度PE材质	1000ml*2

Baso[®] 貝索細胞
珠海贝索细胞科学技术有限公司
 地址：珠海市香洲区同昌路286号2栋第四层
 Tel：0756-3324920 QQ：1417652563
 E-mail：csbaso@163.com
 Web：www.csbaso.com

